

## البيدو جرافي

## البيدو جرافي

art.  
science®

pedar® system

ان pedar® (بيدار) هو نظام دقيق و موثوق لقياس توزيع الضغط والذي يمكنكم من رصد الأحمال المحلية بين القدم والحذاء. يتميز pedar® (بيدار) بتعدد إستعمالاته وذلك بفضل ميزاته ووسائل تشغيله المتعددة. يمكنكم ربط pedar® (بيدار) بجهاز الحاسوب عبر كيبيل الألياف الضوئي أو كيبيل ال USB. كما يمكنكم تشغيل pedar® (بيدار) لاسلكياً عبر تقنية البلوتوث، أو عبر الناكرة المدمجة والتي تمكنكم من إستعمال الجهاز بأي طريقة و من ثم تحميل البيانات إلى الحاسوب في وقت لاحق. كذلك باستطاعتكم إستعمال pedar® (بيدار) لرصد الأحمال خلال مدة زمنية مطولة عبر برنامج pedoport® (بيدوبورت) المصمم خصيصاً ليعمل مع نظام pedar® (بيدار).



novel.de



novel.de

إن أجهزة ال emed® (ايمد) هي من عائلة أنظمة نوفيل المنصبة لقياس توزيع الضغط. إن جميع منصات ال emed® (ايمد) تعمل عبر حساسات مكثفة معايرة، وتوصل أجهزة ال emed® (ايمد) مباشرة بالكمبيوتر عبر منفذ ال USB وذلك من أجل سهولة نقل البيانات. إن جهازي الإيمد-أم والإيمد-أكس يعملان بكثافة حساسات مساحية عالية تبلغ ٤ حساسات\سم<sup>٢</sup> ومعدل إطار من ٥٠ إلى ١٠٠ هيرتز بحسب النموذج المستعمل. كما يستطيع نموذج الإيمد-أكس أن يعمل في وضع تردد عالي السرعة بمعدل إطار ٤٠٠ هيرتز، وبكثافة حساسات مساحية تبلغ ١ حساس\سم<sup>٢</sup>. وبمساحة قياس مصغرة ومحددة من قبل المستخدم يمكن للمنصات أن تعمل بتردد إطار يفوق ال ٨٠٠ هيرتز. كما يستطيع نموذج الإيمد-أكس أن يبت و يستقبل إشارات مخرجة ومدخلة إطاراً وإطاراً، وذلك من أجل إمكانية مزامنة الجهاز مع أجهزة تحليل الحركة والفيديو الرقمي والإلكتروميوجرافي. إن جميع منصات الإيمد تحمل علامة ال CE للأجهزة الطبية المعايير باب ١ و بمدى قياس ضغط معايير يمتد من ١٠ كيلو باسكال إلى ١.٢٥ ميغا باسكال.

إن شركة نوفيل قد طورت برنامج كمبيوتر علمي مخصص من أجل جمع المعلومات البيدوجرافية وتحليلها يمكن استخدامه مع جميع نماذج أجهزة ال emed® (ايمد).

خلال التحليل البيدوجرافي يتم تقسيم القدم إلى مناطق تشريحية و معالم ذات أهمية. و يمكن القيام بمقارنات للتحاليل لنفس الفرد قبل وبعد العلاج، أو مقارنات ما بين الأفراد مع مجموعات تجريبية مطابقة. ويقوم برنامج شركة نوفيل بإنشاء تقارير شاملة مبنية على هذه المقارنات من أجل تسهيل عملية تبادل المعلومات بين اخصائيي العناية بالقدم.

إن ما يوفره نظامي نوفيل للبيدوجرافي الإيمد و بيدار لا يشتمل على أخذ قياسات دقيقة فحسب، بل هما يقدمان أيضاً تحليلاً شاملاً لوظيفة القدم خلال الوقوف والمشي الديناميكي.

إن أي جسم سواءً كان واقفاً على الأرض أم متحركاً فإنه يولد قوى رد فعل من الأرض تحت القدم. وإن سبب نشوء هذه القوى هو جاذبية الأرض و سرعة الجسم. عندما يقف مريض ما على قدميه ثابتاً غير متحرك فإن اتجاه قوى رد فعل الأرض هذه يكون رأسياً، و تكون متوزعة على كلا القدمين. وإن ما يحدد كيفية توزيع هذه القوى هو وضع جسم المريض وبنية هيكل قدمه. وأما أثناء المشي أو الركض فإن قيمة قوى رد فعل الأرض هذه تكون أكبر، وذلك نتيجة لتسارع وتباطؤ كتلة الجسم. و ينتج في هذه الظروف الدينامكية قوى رد فعل في الإتجاهين الراسي و الأفقي، و لكن المساهم الأكبر في إجمالي القوة العاملة على القدم هي القوى ذات الإتجاه الراسي.

و يمكن عند قياس توزيع الضغط تحت القدم احتساب قوى رد فعل الأرض المحلية من خلال ضرب مساحة المنطقة المرادة بمقدار الضغط المحلي. إن قياس و تسجيل توزيع الضغط الديناميكي خلال دورة المشي يسمى بالبيدوجرافي (pedography).

يمكن القيام بالبيدوجرافي عندما يمضي المريض حافي القدمين على منصة ال emed® (ايمد) الموضوعه على الأرض، أو عندما يمضي مرتدياً حذاءه بإستعمال ضبانات pedar® (بيدار) التي توضع داخل الحذاء. إن توزيع الحمل الديناميكي تحت القدم المقاس عبر منصة ال emed® (ايمد) يوفر معلومات حول بنية القدم ووظيفتها.

ولذلك و عبر تحليل بيانات الضغط المقاسة للقدم الحافية، يمكن الكشف عن الخلل في وظيفة القدم أو عن أي تشوهات في بنيتها. كما يوفر pedar® (بيدار) معلومات دقيقة عن وظيفة القدم ووظيفة الحذاء والضبان الطبي مشترك معاً. هذا و في نفس الوقت يسمح pedar® (بيدار) للمريض التحرك بحرية.



تقييم ملفات القياس من منصة ال emed® (ايمد) بإستعمال ال groupmask

## أهم العناصر في البيدوجرافي

- القوى المحلية العاملة
- الضغط المحلي المطلق
- تكامل الضغط-الزمان
- توقيت عملية تحميل القدم
- تشوه القدم أثناء عملية التحميل
- القوة الإجمالية في منطقة تشريحية معينة في القدم
- تكامل القوة-الزمان في منطقة تشريحية معينة في القد

